

BiteLock に

高引裂
特殊グレード
使用

BiteLock S

スリムタイプが登場!

日本製 PAT. P



従来品より^{厚みが}25%ダウン!

開口度がより狭い場合
でも対応可能!

- シリコン製で口腔内を傷つけない
(弾力のある高引裂特殊グレード)
- オートクレーブ滅菌可能
(耐熱温度 180℃)

〈従来品〉
バイトロックII


かため



やわらかめ




使用例



バイトロックII ▶ 指先&ペンライト入れて使用



バイトロックS ▶ ペンライトのみ入れて使用



市販φ20mm ペンライトを
挿入することで
口腔内を照らして使用可能
(ペンライトは付属しません)

※弊社の口腔保湿剤“ウエットエイド”を先端に塗布しますと挿入しやすくなります。

〈ご注意〉 より安全にご使用していただくために、目安として半年に一度の交換をおすすめします。

製品名	規格	標準価格	サイズ
バイトロック S 	かため パープル	2,700 円	全長: 105mm、穴部: 直径 20mm、突起部: 長さ 43mm、先端部 7mm
バイトロック II 	かため ブルー やわらかめ オレンジ	2,700 円	全長: 108mm、穴部: 直径 21mm、突起部: 長さ 42mm

お問合せ: ☎ 0120-267-720

発売元

亀水化学工業株式会社

大阪府寝屋川市豊里町 17-16 〒572-0071

TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299

http://kamemizu.co.jp/

E-mail: info@kamemizu.co.jp

製造元

株式会社 デントケア

TEL 072-828-8590

http://dent-care.net/

E-mail: info@dent-care.net